


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccr7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Número de artículo: CM0015503



### Introducción

El pAb de conejo CCR7 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce el CCR7 (receptor de quimioquinas tipo C-C 7) humano, de ratón y de rata, con un peso molecular predicho de 43 kDa. Ideal para investigación en inmunología y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | CCR7 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 1236                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-372 del CCR7 humano (NP_001829.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P32248                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |