

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccr8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51685

Número de artículo: CM0005249



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra CCR8 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de receptores de quimioquinas en estudios de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCR8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CCR-8; CCR8
Especie	Humano
GenelD (humano)	1237
GenelD	1237
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 250-355 del CCR8 humano (P51685).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51685
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo