


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ccr9 Para Wb, Elisa - P51686

Número de artículo: CM0010037



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CCR9 validado para WB y ELISA. Reacciona con CCR9 de humano, ratón y rata (42 kDa). Adecuado para estudios de receptores de quimiocinas y correceptores de VIH-1.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CCR9                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| ID de gen (Humano)  | 10803                                                                                                                                 |
| ID de gen           | 10803                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CCR9 humano (NP_112477.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P51686                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 42 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |