


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccr9 Para Wb, Elisa - P51686

Número de artículo: CM0013353



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige al receptor de quimiocinas tipo 9 C-C (CCR9), un mediador clave del tráfico de células inmunitarias. Validado para WB y ELISA, reconoce CCR9 humano, de ratón y de rata, lo que lo hace adecuado para estudios de inmunología y VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCR9
Observaciones/Alias	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10803
ID del Gen	10803
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-369 del CCR9 humano (NP_112477.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51686
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo