

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ccs Para Wb Y Elisa - O14618

Número de artículo: CM0025079



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCS humano (cobre chaperone para superóxido dismutasa), adecuado para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-274. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de CCS humano (NP_005116.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14618
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo