


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cct3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49368

Número de artículo: CM0029026



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CCT3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CCT3 humano, de ratón y de rata, una subunidad de la chaperonina TRiC implicada en el plegamiento de actina y tubulina y en la ciliogénesis. Ideal para la investigación de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
Especie	Humano
ID de Gen	7203 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CCT3 humano (NP_005989.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49368
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo