


Anticuerpo Policlonal Anti-Cct4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50991

Número de artículo: CM0027398



Introducción

El pAb de conejo anti-CCT4 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA, dirigido contra CCT4 humano con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la función de las chaperoninas en el plegamiento de proteínas, el mantenimiento de los telómeros y la ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CCT4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10575
GenelD	10575
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-390 del CCT4 humano (NP_006421.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50991
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo