


Anticuerpo Policlonal Anti-Cct5 Para Wb, Elisa - P48643

Número de artículo: CM0026245



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCT5 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce CCT5 de humano, ratón y rata, un componente clave del complejo chaperonina TRiC que ayuda al plegamiento de actina y tubulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCT5 Rabbit pAb
Notas / Alias	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22948
GeneID	22948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la CCT5 humana (NP_036205.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48643
Peso de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo