


Anticuerpo Policlonal Anti-Cct6A Para Wb, Elisa - P40227

Número de artículo: CM0026883



Introducción

CCT6A Rabbit pAb (P40227) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Detecta CCT6A humano, de ratón y de rata, una subunidad de chaperonina TRiC que ayuda al plegamiento de actina y tubulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCT6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Especie	Humano
GeneID (humano)	908
GeneID	908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-250 de la CCT6A humana (NP_001753.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40227
Peso Molecular	58kDa
Envío	Bolsa de hielo