


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cct6A Para Wb Y Elisa - P40227

Número de artículo: CM0021110



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CCT6A validado para Western blot y ELISA. Reconoce la CCT6A humana y de rata, una subunidad de chaperonina implicada en el plegamiento de actina y tubulina. Adecuado para la investigación de la proteostasis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra CCT6A                                                                                               |
| Observaciones/alias | CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta                                          |
| Especie             | Humana                                                                                                                   |
| ID del gen (humano) | 908                                                                                                                      |
| ID del gen          | 908                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 80-250 de la CCT6A humana (NP_001753.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humana, rata                                                                                                             |
| SWISS               | P40227                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 58 kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |