

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cct6B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

Número de artículo: CM0014398

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CCT6B humano, validado para Western Blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del complejo chaperonina y de proteínas específicas del testículo.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del producto	CCT6B Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-340 de CCT6B humano (NP_006575.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92526
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo