


Anticuerpo Policlonal Anti-Cct7 Para Wb, Elisa - Q99832

Número de artículo: CM0016261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CCT7 humano (CCT-eta, subunidad eta de TCP1), validado para Western blot y ELISA. Detecta niveles endógenos en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios de chaperoninas y plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CCT7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
Especie	Humano
GeneID (humano)	10574
GeneID	10574
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-500 de CCT7 humano (NP_006420.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99832
Peso de la Proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo