


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cct8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50990

Número de artículo: CM0026868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CCT8 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con CCT8 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en plegamiento de proteínas, biología de telómeros y cilios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CCT8
Observaciones/Alias	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10694
GeneID	10694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 248-497 de CCT8 humano (NP_001269837.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50990
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo