

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd10 Para Wb, Fc, Elisa - Q61391

Número de artículo: CM0005457



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para CD10 de ratón (Neprilisina), validado en WB, FC, ELISA. Compatible con el desarrollo de diagnósticos y la investigación sobre el metabolismo de péptidos y la remodelación de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD10
Observaciones/Alias	Mme
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4311
GeneID	17380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 del CD10 de ratón (NP_032630.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61391
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo