

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd101 Para Wb, Elisa - Q93033

Número de artículo: CM0022951

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD101 humano (miembro 2 de la superfamilia de inmunoglobulinas), validado para Western blot y ELISA. Útil para investigar la inhibición de la proliferación de células T y la investigación de células tumorales leucémicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD101 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Especie	Humano
GeneID (humano)	9398
GeneID	9398
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 del CD101 humano (NP_004249.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo