

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd101 Para Wb Y Elisa - Q93033

Número de artículo: CM0004315

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD101 humano (V7, IGSF2, EWI-101) para Western blot y ELISA. Inhibe la proliferación de células T; marcador leucémico. Inmunógeno: proteína recombinante. Swiss-Prot Q93033.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD101 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Especie	Humano
ID de Gen	9398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 del CD101 humano. (NP_004249.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo