

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd101/Igsf2 Para If/Icc Y Citometría De Flujo - Q93033

Número de artículo: CM0008803

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD101 humano (IGSF2, V7, EWI-101). Validado para IF/ICC y citometría de flujo. Detecta una glucoproteína de membrana de aproximadamente 115 kDa; adecuado para estudios de inhibición de células T y de marcadores leucémicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD101/IGSF2 humano
Observaciones/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Especie	Humana
ID del gen (humano)	9398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 de CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q93033
Peso de la proteína	115 kDa
Envío	Bolsa de hielo