

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd101/Igsf2 Para Elisa, Wb, If/Icc, Fc - Q93033

Número de artículo: CM0007418

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD101/IGSF2 humano (V7, EWI-101). Validado para ELISA, WB, IF/ICC, FC. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de proliferación de células T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD101/IGSF2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Especie	Humano
GeneID	9398 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 del CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo