

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Cd102 Para Wb, Elisa - P35330

Número de artículo: CM0019126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD102 (ICAM-2) de ratón. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona con ratón y rata. El objetivo es una molécula de adhesión celular involucrada en la migración de leucocitos y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD102 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3384
GeneID (Ratón)	15896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-222 del CD102 de ratón (NP_034624.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo