


Anti-Cd102 Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13598

Número de artículo: CM0007246



Introducción

PolymAb® de conejo CD102 adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce ICAM2 humano, de ratón y de rata, una molécula de adhesión celular de 30 kDa importante para la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PolymAb® de Conejo CD102
Observaciones/Alias	CD102
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	3384
GeneID	3384/15896
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD102 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13598
Peso Proteico	30KDa
Envío	Bolsa de hielo