

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd103 Para Wb, Elisa - Q60677

Número de artículo: CM0023887

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el CD103 de ratón (integrina alfa-E, alfa M290). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con ratón. Útil para la investigación de adhesión celular e inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD103 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Especie	Ratón
ID del Gen	16407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 191-385 del CD103 de ratón (NP_032425.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q60677
Peso Molecular de la Proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo