

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd105 Para Wb Y Elisa - Q63961

Número de artículo: CM0022507

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta específicamente la CD105 (Endogлина, S-endogлина) de ratón. Validado para Western blot (WB) y ELISA, se dirige a un corrector en la señalización de TGF-beta/BMP y un regulador clave de la angiogénesis, por lo que es adecuado para investigaciones de biología vascular, cáncer y desarrollo biológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD105
Observaciones/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Especie	Ratón
ID del gen	13805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-581 de la CD105 de ratón (NP_031958.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q63961
Peso de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo