

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd105/Endoglina Para Elisa, Wb, Fc - P17813

Número de artículo: CM0011081



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD105/Endoglina humana, validado para ELISA, WB, FC. Objetivo: regulador de la angiogénesis; reacciona específicamente con la endoglina humana, un correceptor de TGF-beta. Ideal para biología vascular e investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD105/Endoglina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	END; HHT1; ORW1
Especie	Humano
GeneID	2022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-337 de la CD105/Endoglina humana (NP_001108225.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	ELISA, WB, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17813
Peso Proteico	67kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo