

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd105/Endoglina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17813

Número de artículo: CM0002126



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-CD105/Endoglina validado para la detección de endoglina humana en WB, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación sobre angiogénesis, señalización de TGF-beta y biología vascular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo CD105/Endoglina                                                                                           |
| Observaciones/Alias | END; HHT1; ORW1; CD105/Endoglina                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID Gen (Humano)     | 2022                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la CD105/Endoglina humana (P17813). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                    |
| SWISS               | P17813                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 71kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |