

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd105/Endoglina Para Wb, Fc, Elisa - Q63961

Número de artículo: CM0006319

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CD105/Endoglina de ratón, validado para WB, FC y ELISA. Ideal para investigación en angiogénesis, estudios de biología vascular y análisis de la vía de señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD105/Endoglina
Observaciones/Alias	Endo; CD105; S-endoglina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2022
GeneID	13805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-581 de CD105 de ratón (NP_031958.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q63961
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo