

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd105/Endogлина Para Wb Y Elisa - P17813

Número de artículo: CM0029082



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD105/Endogлина humana, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación de angiogénesis y estudios de células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD105/Endogлина Rabbit pAb
Observaciones/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endogлина
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2022
ID de gen	2022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-337 de la CD105/Endogлина humana (NP_001108225.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17813
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo