

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd107B (Lamp2) Para Wb, Elisa - P17047

Número de artículo: CM0023783



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD107b (LAMP2) de ratón de ~46 kDa. Validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación sobre biogénesis lisosomal, autofagia y vías de autofagia mediada por chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD107b Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	3920
ID gen	16784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-189 de CD107b de ratón (NP_001017959.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P17047
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo