

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd10/Mme Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Número de artículo: CM0004558



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CD10/MME humana (Neprilisina). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudiar la degradación de neuropéptidos, la inactivación de péptidos cardiovasculares y la investigación de antígenos tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD10/MME
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4311
GeneID	4311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 de la CD10/MME humana (NP_000893.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo