

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd10/Mme Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08473

Número de artículo: CM0007559



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD10/MME humana (Neprilisina, CALLA). Validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de la neprilisina en la degradación de péptidos, la regulación cardiovascular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD10/MME Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4311
ID del gen	4311
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-750 de CD10/MME humano (NP_000893.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08473
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo