

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd10/Mme Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Número de artículo: CM0029566



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD10/MME humano (CALLA, Neprilisina) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en cáncer, neurodegeneración y hormonas peptídicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD10/MME
Observaciones/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-352 de CD10/MME humano (NP_000893.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08473
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo