

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd112 Para Wb, Elisa - P32507

Número de artículo: CM0021652



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el CD112 (Nectina-2) de ratón. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano. Modulador de la señalización de células T y de la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-CD112
Observaciones/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectina-2; CD112
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	5819
ID del Gen (Ratón)	19294
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-345 del CD112 de ratón (NP_033016.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32507
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo