


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd115/Csf-1R Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P07333

Número de artículo: CM0029127



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD115/CSF-1R humano (receptor de M-CSF). Adecuado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. Es una herramienta esencial para estudios de biología de macrófagos, inmunidad innata e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD115/CSF-1R Rabbit pAb
Notas/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; CD115/CSF-1R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1436
GeneID	1436
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 873-972 de CD115/CSF-1R humano (NP_005202.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07333
Peso de la proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo