

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd116/Gm-Csfra Para Wb, Elisa - P15509

Número de artículo: CM0006368



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD116/GM-CSFR $\alpha$  humano (CSF2RA, CDw116). Validado para WB y ELISA. Se dirige a la subunidad alfa del receptor de baja afinidad del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo CD116/GM-CSFR $\alpha$                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR $\alpha$ |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 1438                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 1438                                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-320 del CD116/GM-CSFR $\alpha$ humano (NP_006131.2).  |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                |
| SWISS               | P15509                                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 27kDa/33kDa/38kDa/44kDa/46kDa/50kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                        |