

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd116/Gm-Csfr α Para Wb, Fc Y Elisa - P15509

Número de artículo: CM0008225



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD116/GM-CSFR α humano, la subunidad alfa del receptor de GM-CSF. Validado para aplicaciones de Western Blot, citometría de flujo y ELISA con reactividad humana. Se detectan múltiples isoformas de peso molecular: 27-50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD116/GM-CSFR α
Observaciones/alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CD116/GM-CSFR α
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1438
ID del gen	1438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-320 de CD116/GM-CSFR α humano (NP_006131.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P15509
Peso de la proteína	27 kDa/33 kDa/38 kDa/44 kDa/46 kDa/50 kDa
Envío	Bolsa de hielo