

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd117 Para Wb, Elisa - P05532

Número de artículo: CM0024414



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD117/c-Kit de ratón (P05532), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la hematopoyesis, el mantenimiento de células madre y la melanogénesis en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD117 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	16590
GeneID	16590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 de CD117 de ratón (NP_001116205.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo