

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb Y Elisa - P10721

Número de artículo: CM0026713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD117/c-Kit (KIT) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en células madre, cáncer y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD117/c-Kit Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 867-976 de CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10721
Peso Molecular	110kDa
Envío	Bolsa de hielo