

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10721

Número de artículo: CM0014120



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD117/c-Kit para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno: proteína recombinante. Para uso en investigación de biología de células madre, hematopoyesis, melanogénesis y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Especie	Humana
GeneID (humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-412 de CD117/c-Kit humano (NP_000213.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo