

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Elisa - P05532

Número de artículo: CM0007073



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD117/c-Kit de ratón (receptor del factor de células madre), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de hematopoyesis, biología de células madre y señalización oncogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Especie	Ratón
GeneID (humano)	16590
GeneID	16590
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso de la proteína	23KDa/109KDa
Envío	Bolsa de hielo