

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Elisa - P10721

Número de artículo: CM0006639



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD117/c-Kit de alta calidad validado para WB, ELISA. Se dirige al receptor KIT humano (P10721), clave en la supervivencia celular, hematopoyesis, mantenimiento de células madre y melanogénesis. Ideal para la investigación del cáncer y de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD117/c-Kit Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; CD117/c-Kit
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-520 de c-Kit humano (NP_000213.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo