

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit Para Wb, Fc, Elisa - P05532

Número de artículo: CM0006661



Introducción

mAb de conejo contra CD117/c-Kit validado para WB, FC, ELISA. Reacciona específicamente con ratón. Herramienta clave para estudios de hematopoyesis, células madre y melanoma. SWISS: P05532.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3; CD117/c-Kit
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3815
GeneID	16590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 de CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05532
Peso molecular de la proteína	109KDa/22KDa
Envío	Bolsa de hielo