

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd119 Para Wb, Elisa - P15261

Número de artículo: CM0021176

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD119 de ratón (receptor 1 del interferón gamma). Validado para Western blot y ELISA; detecta un receptor de membrana de 52 kDa esencial para la inmunidad antimicrobiana y antitumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CD119 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	lfgr; CD119; lfngR; Nktar; IFN-gammaR
Especie	Ratón
ID del gen	15979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-250 de CD119 de ratón. (NP_034641.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15261
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo