


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11A Para Wb, Fc - P20701

Número de artículo: CM0006320



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD11a validado para WB y FC en humanos. Reconoce la integrina alfa-L (LFA-1), un receptor clave de adhesión inmunitaria. Ideal para investigaciones en inmunología y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD11a
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a
Especie	Humana
GeneID (humano)	3683
GeneID	3683
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 de CD11a humano (NP_002200.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P20701
Peso de la proteína	118 kDa/129 kDa/134 kDa
Envío	Bolsa de hielo