

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11A Para Wb, Fc Y Elisa - P24063

Número de artículo: CM0008430

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD11a de ratón validado para Western blot, citometría de flujo y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. El objetivo es la cadena alfa-L de integrina de 128 kDa (LFA-1), implicada en la adhesión leucocitaria y las funciones inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD11a
Observaciones/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	728642
GeneID	16408
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-340 de CD11a de ratón (NP_001240801.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P24063
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo