

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Número de artículo: CM0007090



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD11a validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce el CD11a humano (ITGAL) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión de leucocitos y las interacciones de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11a Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ITGAL; CD11A; LFA-1; LFA1A; integrina alfa-L; CD11a
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3683
ID de gen	3683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 del CD11a humano (NP_002200.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20701
Peso proteico	119kDa/128kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo