

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20701

Número de artículo: CM0002092



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (P20701), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para investigación en adhesión leucocitaria, sinapsis inmune y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Conejo mAb
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1071-1170 de CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (P20701).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo