

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd11A/Lfa-1A/Itgal Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20701

Número de artículo: CM0019341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CD11a/LFA-1A/ITGAL humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión de leucocitos y células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11a/LFA-1A/ITGAL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A; CD11a/LFA-1A/ITGAL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 de CD11a/LFA-1A/ITGAL humano (NP_001107852.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20701
Peso proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo