


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd11B (Itgam) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05555

Número de artículo: CM0021310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la integrina CD11b/ITGAM de ratón, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de la adhesión de leucocitos, funciones de receptores de complemento e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11b Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik; CD11b
Especie	Ratón
GeneID (humano)	16409
GeneID	16409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 143-337 de la CD11b de ratón (NP_032427.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05555
Peso de la proteína	127kDa
Envío	Bolsa de hielo