

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11B Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P11215

Número de artículo: CM0006617



Introducción

mAb de conejo anti-CD11b validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras humanas, el anticuerpo se dirige a la integrina alfa-M (ITGAM), implicada en la adhesión leucocitaria y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD11b
Observaciones/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Especie	Humana
GeneID (humano)	3684
GeneID	3684
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CD11b humano (NP_000623.2)
Fuente	Conego
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P11215
Peso de la proteína	127 kDa
Envío	Bolsa de hielo