

Anti-Cd11C Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20702

Número de artículo: CM0011092



Introducción

CD11c Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal de conejo contra la integrina alfa-X humana (CD11c), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y mono cynomolgus, y es ideal para estudiar la adhesión de monocitos y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD11c Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3687
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 311-410 de CD11c humano (NP_000878.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, mono cynomolgus
SWISS	P20702
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo