

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd123 Para Fc, Elisa - P26952

Número de artículo: CM0004193

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD123 (IL-3R α) para aplicaciones de citometría de flujo y ELISA. Reacciona con CD123 de ratón; inmunógeno recombinante correspondiente al dominio extracelular. Ideal para investigación en hematopoyesis y señalización por citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD123 Rabbit mAb
Notas / Alias	CD123; SUT-1; CDw123
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3563
GeneID (Ratón)	16188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-331 de CD123 de ratón (NP_032395.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P26952
Peso Molecular	43kDa
Envío	Bolsa de hielo